


Specialisté na dodávky zdravotnické  
techniky již od roku 1990

**SH**  
**soral & hanzlik**  
medical

# Polohovací Pomůcky

1.C



Navrženo a vyráběno  
v České republice

# Profesionální polohovací pomůcky

## Účinný prostředek pro prevenci proleženin

Výzkumy a praxe ukazují, že polohování dlouhodobě ležících osob má pozitivní dopady na jejich psychický i fyzický stav. Pravidelným polohováním se zamezuje nežádoucím efektům, např. tvorbě proleženin nebo opruzenin, dochází ke snížení bolesti a zlepšení stavu osoby, což přináší pozitivní vliv na psychickou kondici ošetřovaného. To zároveň pozitivně ovlivňuje ekonomiku péče, protože provádění prevence je méně nákladné v porovnání s následným řešením vzniklých problémů.

Přímou vazbu polohování a tématu proleženin např. uvádí publikace Prevence dekubitů. „Asistované změny polohy snižující tlak na tkáň pacienta jsou pasivní polohování na lůžku a vertikalizace (posazování a postavování). Polohování je základní a nejúčinnější prostředek proti vzniku dekubitů. Jedná se o systematické, přesnými pravidly se řídící časované změny polohy.“ [MIK]

Autor publikace zdůrazňuje přínos polohování takto: „Zdá se, že pomocí polohování můžeme velmi snadno a účinně bojovat proti dekubitům. Avšak praxe je jiná. Obvykle je tomu tak, že jedna, výjimečně dvě sestry, otáčejí a přesunují pacienta zpravidla každé dvě hodiny. Tato činnost může mít na pacienta blahodárné účinky, ale je často nepříjemná pro pacienta a náročná pro ošetřující personál, zvláště tehdy, má-li pacient velkou hmotnost. U sester se často objevují vertebrogenní potíže a tělesné vyčerpání. U přetížených sester může být nezřídka výsledkem i trvalá invalidita. Tento problém není zanedbatelný, neboť se týká většiny sester, které

pracují na odděleních s pacienty dlouhodobě ležícími a imobilními. Tuto situaci lze řešit buď větším počtem personálu, což je finančně náročné nebo vybavením oddělení antidekubitními pomůckami a transportními systémy nebo kombinací obojího.“ [MIK].

V systému péče mají polohovací pomůcky své pevné místo. „Mezi velmi praktické a snadno dostupné prostředky, usnadňující práci ošetřovatelského personálu, patří bezesporu polohovací pomůcky. Dříve se tyto pomůcky vyráběly podomácku nebo na zakázku v čalounických dílnách. Nyní je na trhu snadno dostupná široká škála podložních válců, kruhů, kvádrů, korýtek, klínů a polštářů, naplněných různými materiály, které zvyšují pohodlí zapolohovaného pacienta, zabraňují nežádoucímu tlaku a snižují tak riziko vzniku dekubitu. Aby pomůcky plnily dobře svou úlohu, musí být potaženy vodovzdorným a paropropustným potahem. Vodovzdornost potahu zajišťuje snadnou omyvatelnost a zvyšuje životnost pomůcky. Propustnost látky pro molekuly páry zabraňuje pocení a vzniku vlhkosti pod pacientem.“ [MIK]

MIK - Mikula a Müllerová, 2008, Prevence dekubitů, ISBN 978-80-247-2043.

### Sláva

Polohovací antidekubitní **pomůcky Sláva** slouží **k polohování dlouhodobě ležících osob, ale i k rehabilitačním cvičením.** Současně slouží k zamezení vzniku proleženin, ke snížení bolesti při různých zraněních a ke zlepšení celkové pohody jejich uživatele. **Jádro pomůcek je vyrobeno z PUR pěny a je opatřeno speciálním snímatelným paropropustným a voděodolným potahem Ocean.** Podložky pod paty a lokty jsou vyplněny ovčím roumem.

### Viktorie

Antidekubitní pomůcky **Viktorie** **nacházejí** výborné **uplatnění při bazální stimulaci v každodenní ošetřovatelské péči.** Bazální stimulace umožňuje lidem s těžkým zdravotním nebo duševním postižením integraci do současného života s maximálním využitím jejich dřívějších životních návyků a zkušeností. **Pomůcky se skládají z potahu a náplně. Potah může být vyroben ze dvou druhů látky – látky Ocean nebo bavlny. Náplň tvoří EPS kuličky, které se při sebemenší změně tlaku pohybují. Alternativně lze pomůcky dodat s drtí z viskoelastické pěny.**

# Profesionální polohovací pomůcky

30 let vývoje a praktických zkušeností

30  
let


## 30 let zkušeností

Jsme nejstarší výrobce polohovacích pomůcek v Česku. 30 let našich zkušeností je obsaženo v bohaté tvarové paletě, použitých materiálech a kvalitě zpracování. V roce 1990 jsme začali vývojem a výrobou pomůcek pro polohování pacientů po operacích kloubů, následovalo rozšíření sortimentu do dalších zdravotnických oborů a do oblastí sociálních služeb.

60+  
tvarů

## Široký sortiment

Nabízíme dvě ucelené řady pomůcek – pomůcky **Sláva** s pěnovým jádrem a pomůcky **Viktorie** s výplní z EPS kuliček, ovčího rouna nebo drtě z viskoelastického materiálu. Naše nabídka zahrnuje více než 67 různých tvarů. **Umíme vyrobit i pomůcky na zakázku dle návrhu klienta.**



## Kvalitní svrchní potah

Naše pomůcky jsou opatřeny potahem z **voděodolné a paropropustné elastické tkaniny** s dlouhou životností i v náročném prostředí nemocniční a ošetrovatelské péče, ve kterém probíhá častá dezinfekce a praní, aby byl zachován vysoký hygienický standard a bezpečnost pacienta/klienta. **Potah obsahuje látky zpomalující hoření.**

antibakteriální  
úprava

## Antibakteriální úprava

Sledujeme trendy ve zdravotnictví, a proto jsme zavedli **výrobu svrchních potahů z látky s antibakteriální úpravou**. Tato látka je jedním ze stavebních prvků pokročilé hygieny s **cílem minimalizovat riziko nozokomiálních nákaz**.



## Balení a označování pomůcek

Všechny naše **pomůcky jsou baleny v samostatných obalech, které zabraňují jejich poškození či znečištění v průběhu skladování a transportu k vám. Používáme označení pomůcek pomocí standardního čárového kódu EAN 128**, aby se vám lépe prováděl jejich příjem na sklad a následná logistika až ke koncovým uživatelům.



## Praktické detaily


Dlouholetá praxe s výrobou pomůcek nám přinesla poznatky, které jsme opětovně vložili do jejich návrhu a výroby. Např. **zipy jsou umístěny tak, aby netlačily a jsou kryty proti zatečení. Suché zipy jsou opatřeny dodatečnou ochranou potahovým materiálem. Pomůcky řady Viktorie mají navíc vnitřní potah se zipem s ochranou proti samovolnému otevření, který umožňuje doplnění náplně.**

# Profesionální polohovací pomůcky

## Základní přehled poloh (1/2)


### Poloha na boku

Aktivní či pasivní poloha, často střídána s fowlerovou polohou nebo polohou na zádech v rámci celodenního ošetrovatelského plánu. Prevence dekubitů, stagnace sekretu v dýchacích cestách, prevence kontraktur – důraz na správné využití polohovacích pomůcek.




### Poloha semisupinační

Poloha mezi polohou na zádech a na boku. Často využívána u oběhově nestabilních osob, kdy by úplné napolohování na bok mohlo způsobit oběhovou nestabilitu. Proto se zvolí alespoň částečné napolohování a odlehčení určité části těla. I u této polohy je nutno dbát na vhodné polohovací pomůcky, správně vypodložit kolena a hlezna, záda po celé jejich délce a optimální napolohování horních končetin.



### Poloha supinační

Poloha při níž osoba nejčastěji odpočívá a spí, často střídána s polohou na bocích. Polohovacími pomůckami jsou podloženy predilekční místa, vhodné je využití polohovacího hadu, který lemuje tělo (koncept bazální stimulace). Poloha se též využívá jako terapeutická – po lumbální punkci, úrazech hlavy (bez polštáře).




# Profesionální polohovací pomůcky

## Základní přehled poloh (2/2)


### Fowlerova poloha

Jedna z nejčastěji používaných poloh, zejména u osob upoutaných na lůžko vyžadující komplexní ošetrovatelskou péči. Poloha se používá při krmení, toaletě dutiny ústní, čtení, při sociálním kontaktu, ale také u osob s onemocněním dýchacích cest a po břišních operacích. Velmi důležité je správné napolohování, aby osoba na lůžku tzv. nesjížděla směrem dolů - v takovém případě hrozí ztráta komfortu, nepohodlí, riziko aspirace, vyšší četnost vzniku proleženin.




















### Poloha pronační

Poloha používající se u pacientů s těžkým onemocněním dýchacích cest - v takovém případě má nezastupitelné místo. Vhodná také u rozsáhlých dorsálních dekubitů. Nutné proškolení personálu, neboť poloha patří mezi technicky náročnější.




















# Profesionální polohovací pomůcky

## Polohovací pomůcky Sláva (1/3)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-S1-V		Sláva 1 - Půlválec dlouhý délka 50 cm, průměr 15 cm	2 roky	21%	651 Kč	788 Kč
210-S1A-V		Sláva 1A - Půlválec krátký délka 25 cm, průměr 14 cm	2 roky	21%	591 Kč	715 Kč
210-S1B-V		Sláva 1B - Půlválec velký délka 50 cm, průměr 24 cm	2 roky	21%	755 Kč	914 Kč
210-S3-V		Sláva 3 - Klín malý 10 x 40 x 35 cm	2 roky	21%	707 Kč	856 Kč
210-S4-V		Sláva 4 - Mezinožní klín 10 x 30 x 20 x 50 cm	2 roky	21%	998 Kč	1208 Kč
210-S5-V		Sláva 5 - Klín velký 25 x 30 x 60 cm	2 roky	21%	897 Kč	1 086 Kč
210-S6-V		Sláva 6 - Klín zkosený s U profilem 5/20 x 17 x 65 cm	2 roky	21%	1 341 Kč	1 623 Kč
210-S7-V		Sláva 7 - Klínový kvádr s U profilem 20 (v) x 30 (š) x 75 cm	2 roky	21%	1 536 Kč	1 858 Kč
210-S8-V		Sláva 8 - Podpěra pro infuzní terapii 20 x 35 x 10 (v) cm	2 roky	21%	703 Kč	851 Kč
210-S9-V		Sláva 9 - Tvarovaná podložka hlavy 36 x 30 x 10 (v) cm	2 roky	21%	2 719 Kč	3 290 Kč
210-S11-V		Sláva 11 - Kvádr 20 x 30 x 70 cm	2 roky	21%	961 Kč	1 163 Kč
210-S12-V		Sláva 12 - Váleček na procvičení ruky délka 15 cm, průměr 9 cm	2 roky	21%	371 Kč	449 Kč
210-S13-V		Sláva 13 - Válec malý délka 35 cm, průměr 15 cm	2 roky	21%	571 Kč	691 Kč
210-S14-V		Sláva 14 - Válec velký délka 50 cm, průměr 20 cm	2 roky	21%	685 Kč	829 Kč
210-S15-V		Sláva 15 - Podložní kolo malé výška 5 cm, vnitř. průměr 6 cm	2 roky	21%	370 Kč	447 Kč
210-S16-V		Sláva 16 - Podložní kolo střední výška 5 cm, vnitř. průměr 12 cm	2 roky	21%	490 Kč	593 Kč
210-S17-V		Sláva 17 - Podložní kolo velké výška 10 cm, vnitř. průměr 20 cm	2 roky	21%	641 Kč	775 Kč

# Profesionální polohovací pomůcky

## Polohovací pomůcky Sláva (2/3)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-S18-V		Sláva 18 - Mezinožní podložka 10 x 30 x 35 cm	2 roky	21%	928 Kč	1 123 Kč
210-S20-V		Sláva 20 - Polštář tvarovaný anatomický 10 x 29 x 50 cm	2 roky	21%	994 Kč	1 203 Kč
210-S20A-V		Sláva 20A - Polštář velký anatomický 10 x 50 x 70 cm	2 roky	21%	1 594 Kč	1 929 Kč
210-S20B-V		Sláva 20B - Polštář tvarovaný anatomický krátký 9 x 30 x 32 cm	2 roky	21%	720 Kč	871 Kč
210-S20C-V		Sláva 20C - Polštář tvarovaný anatomický dlouhý 9 x 60 x 32 cm	2 roky	21%	1 121 Kč	1 356 Kč
210-S21-V		Sláva 21 - Podsedák výška 5 cm 36 x 37 x 5 cm	2 roky	21%	715 Kč	865 Kč
210-S21A-V		Sláva 21A - Podsedák výška 12 cm 45 x 40 x 12 cm	2 roky	21%	789 Kč	955 Kč
210-S21B-V		Sláva 21B - Podsedák výška 8 cm 36 x 37 x 12 cm	2 roky	21%	770 Kč	932 Kč
210-S22-V		Sláva 22 - Podsedák výška 12 cm 45 x 40 x 12 cm	2 roky	21%	997 Kč	1 206 Kč
210-S23-V		Sláva 23 - Klín 26 x 70 x 15/5 cm (výška)	2 roky	21%	897 Kč	1 085 Kč
210-S24-V		Sláva 24 - Podložka 100 x 51 x 4 cm (výška)	2 roky	21%	982 Kč	1 188 Kč
210-S25-V		Sláva 25 - Kvádr 37 x 25 x 10 cm	2 roky	21%	449 Kč	543 Kč
210-S26-V		Sláva 26 - Klín 60 x 26 x 80 cm	2 roky	21%	1 525 Kč	1 845 Kč
210-S27-V		Sláva 27 - Klín 35 x 26 x 80 cm	2 roky	21%	1 288 Kč	1 558 Kč
210-S28-V		Sláva 28 - Klín 60 x 17 x 70 cm	2 roky	21%	1 357 Kč	1 641 Kč
210-S29-V		Sláva 29 - Válec střední délka 50 cm, průměr 15 cm	2 roky	21%	669 Kč	810 Kč
210-snek-V		Sláva šnek průměr: vnitřní 8 cm / vnější 28 cm	2 roky	21%	1 119 Kč	1 354 Kč

# Profesionální polohovací pomůcky


















## Polohovací pomůcky Sláva (3/3)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-PP-V		Sláva PP - Podložka pod paty pár	2 roky	21%	1 075 Kč	1 301 Kč
210-SPPA-V		Sláva PPA - Podložka pod paty pár nová	2 roky	21%	1 263 Kč	1 528 Kč
210-SPPB-V		Sláva PPB - Podložka pod paty pár nová dětská	2 roky	21%	1 263 Kč	1 528 Kč
210-PL-V		Sláva PL - Podložka pod lokty pár	2 roky	21%	1 075 Kč	1 301 Kč
210-VK-V		Sláva vertikalizační klín 60 × 50 × 40 cm	2 roky	21%	2 936 Kč	3 553 Kč



# Profesionální polohovací pomůcky

## Polohovací pomůcky Viktorie (1/2)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-V10c-V		Viktorie 1 - Půlválec pod hlavu 30 x 70 x 15 cm	2 roky	21%	803 Kč	972 Kč
210-V20c-V		Viktorie 2 - Hokejka 30 x 130 x 60 cm	2 roky	21%	1 204 Kč	1 457 Kč
210-V2A0c-V		Viktorie 2A - Hokejka dlouhá 30 x 200 x 60 cm	2 roky	21%	1 958 Kč	2 369 Kč
210-V30c-V		Viktorie 3 - Had 20 x 220 cm	2 roky	21%	1 083 Kč	1 310 Kč
210-V40c-V		Viktorie 4 - Bumerang 35 x 200 cm	2 roky	21%	1 352 Kč	1 636 Kč
210-V60c-V		Viktorie 6 - Kruh sedací vnitř. průměr 15 cm	2 roky	21%	674 Kč	816 Kč
210-V70c-V		Viktorie 7 - Polštář 40 x 45 cm	2 roky	21%	544 Kč	658 Kč
210-V80c-V		Viktorie 8 - Banán 30 x 70 x 20 cm	2 roky	21%	948 Kč	1 147 Kč
210-V100c-V		Viktorie 10 - Sedák - kostka 40 (výška) x 60 x 60 cm	2 roky	21%	1 663 Kč	2 012 Kč
210-V120c-V		Viktorie 12 - Váleček na procvičení ruky délka 15 cm, průměr 9 cm	2 roky	21%	372 Kč	450 Kč
210-V130c-V		Viktorie 13 - Hnízdo 60 x 90 cm	2 roky	21%	946 Kč	1 144 Kč
210-V140c-V		Viktorie 14 - Had tlustý 28 x 200 cm	2 roky	21%	1 299 Kč	1 572 Kč
210-V14A0c-V		Viktorie 14A - Podkova na kojení 80 x 80 x 30 cm	2 roky	21%	1 271 Kč	1 538 Kč
210-V14B0c-V		Viktorie 14B - Podkova 80 x 50 x 30 cm	2 roky	21%	1 213 Kč	1 468 Kč
210-V150c-V		Viktorie 15 - Žebrový polštář malý 50 x 58 cm	2 roky	21%	1 091 Kč	1 321 Kč
210-V15A0c-V		Viktorie 15A - Žebrový polštář velký 100 x 60 cm	2 roky	21%	1 636 Kč	1 980 Kč
210-V160c-V		Viktorie 16 - Kuličkový klín pod ruku malý 20 x 35 x 20 cm	2 roky	21%	810 Kč	980 Kč

# Profesionální polohovací pomůcky

## Polohovací pomůcky Viktorie (2/2)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-V17oc-V		Viktorie 17 - Klín pod ruku střední 20 x 45 x 23 cm	2 roky	21%	884 Kč	1 070 Kč
210-Vzelvaoc-V		Viktorie Želva 45 x 85 cm	2 roky	21%	1 093 Kč	1 323 Kč
210-VWpolstaroc-V		Viktorie W polštář 25 x 65 x 30 cm	2 roky	21%	1 208 Kč	1 461 Kč
210-Vpodkovaoc-V		Viktorie Podkova 40 x 40 cm	2 roky	21%	932 Kč	1 127 Kč
210-Vkonikoc-V		Viktorie Koník 120 x 50 x 25 cm	2 roky	21%	2 013 Kč	2 435 Kč
220-EPS		Viktorie náhradní pytel EPS kuliček objem 50 litrů	2 roky	21%	686 Kč	830 Kč
210-SL		Látka Ocean - prodávána na běžné metry (2,2x1m = 1bm)	2 roky	21%	508 Kč	615 Kč



### Objednávka

Stačí zavolat naši linku  
**734 62 62 62**  
nebo napsat e-mail na  
**info@noano.eu**




### Dodávka a zaškolení

Naši technici Vám produkt dovezou  
a nainstalují. Zároveň Vás proškolí  
a poskytnou užitečné informace  
týkající se péče



### Používání a vrácení

Produkt bez omezení používáte.  
V případě ukončení pronájmu nás opět  
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem



# Prevence a léčba dekubitů

## Polohovací pomůcky

### Polohování - často opomíjená a vysoce specifická ošetrovatelská dovednost

Polohování není jen pasivní uložení jedince do určité polohy či prevence kožních lézí. Polohování je jedním z nejdůležitějších aspektů v péči o imobilního nebo částečně imobilního jedince. Aby u klienta mohly být saturovány základní biologické potřeby, bez nichž není ani život, musí pečující osoba znát zásady správného polohování.


A to nejen v rámci preventivních opatření. Také pro dobrý spánek, psychickou pohodu, pohodlný příjem potravy, správné vyprazdňování, zmírnění bolesti, zlepšení kardiovaskulárních

funkcí, lepší uvědomování si vlastního těla. Taktéž terapeutický benefit je například v rámci plicních onemocnění zcela nepostradatelný. Je nutností se v této problematice nadále vzdělávat,

nacházet lepší techniky a současně kvalitnější pomůcky.

Nově získanými vědomostmi můžeme zlepšit kvalitu života klientovi a v neposlední řadě výrazně ušetřit síly ošetrojícímu personálu. Společnost SORAL & HANZLIK Medical již 31

let navrhuje a vyrábí polohovací pomůcky a nově poskytuje i školení, v rámci kterých pomáhá poskytovatelům péče pracovat účinněji a efektivněji.



### OBJEDNÁVKY POMŮCEK:

tel.: 251 611 915 | 605 283 516

info@soralhanzlik.eu | www.soralhanzlik.eu

